

MANUDISH evoKliks

Liquide vaisselle ultra concentré



Informations d'éco-conception

Contribution durable

- Certifié par Cradle to Cradle Certified® Gold
- Certifié par l'Ecolabel Européen (AT/019/013)
- Abandon complet des ingrédients (éco)toxiques
- Performance supérieure à dosage plus faible
- Avec des tensioactifs d'origine végétale renouvelables
- MANUDISH evoKliks et tous ses ingrédients sont totalement biodégradables comme prouvé par le test de minéralisation selon la ligne directrice OCDE 302 B



Qualité & Performance

- Plus de 30 ans d'expérience dans le développement de produits et solutions de nettoyage hautement performants et complètement durables
- Nos produits Green Care Professional sont exclusivement fabriqués dans nos sites de production certifiés EMAS à Mayence et Hallein en respectant de hauts standards de qualité.



Sûr pour l'homme & l'environnement

- Nos formules et nos emballages sont sans danger pour l'homme et la nature, si utilisés correctement. Nos produits certifiés Cradle to Cradle peuvent être réintroduits dans les cycles biologiques et techniques
- MANUDISH evoKliks est formulé à partir de matières premières facilement biodégradables.



Produits de nettoyage éco-conçus

- Fabrication avec utilisation prioritaire de matières premières et d'énergies renouvelables (le photovoltaïque, la géothermie et l'énergie éolienne)
- Calculez la quantité de plastiques vierges, de CO₂ et de pétrole brut que vous économisez avec les produits Green Care Professional sur le site get.wmprof.com



rentabilité durable

- Nos systèmes et nos formules efficaces permettent un dosage précis et économique ainsi qu'une utilisation complète des emballages
- Philosophie de gestion durable complète et appliquée de manière cohérente



Qualité de service

- Nos équipes commerciales & techniques forment et accompagnent nos clients à l'utilisation de nos produits d'hygiène
- Optimisation de vos process de nettoyage, grâce à des plans d'hygiène personnalisés et des recommandations de méthodes

Certifications produits



Cradle to Cradle Certified® est une marque déposée de l'Institut pour l'Innovation des Produits Cradle to Cradle.

Certifications de l'entreprise



EMAS : Système le plus exigeant pour la gestion durable de l'environnement selon les critères les plus stricts de l'UE



DIN ISO 14001 : système de gestion de l'environnement reconnu au niveau international



DIN ISO 50001 : Système de gestion de l'énergie reconnu internationalement



DIN ISO 9001 : système de gestion de la qualité reconnu au niveau international



EcoVadis : fournisseur d'évaluations RSE pour les entreprises

MANUDISH evoKliks

Liquide vaisselle ultra concentré

Haute performance | Réduction des déchets | Sûr

Performances

- MANUDISH evoKliks est un détergent plonge ultra performant, adapté au lavage de tous les équipements de cuisine et préservant la durée de vie des matériaux.
- Les excellentes propriétés dégraissantes, grâce à l'association des tensioactifs de la formule, assurent un processus de lavage sans effort.
- Grâce à sa formulation puissante, MANUDISH evoKliks convient même pour un trempage rapide des résidus de graisse incrustés et brûlés, améliorant ainsi un processus de nettoyage rapide.
- Le développement éco-efficace avec la dernière formule durable contribue à la préservation de la santé humaine et de la nature
- MANUDISH evoKliks fait partie du système Kliks qui permet un dosage contrôlé pour une sécurité d'application maximale, un contrôle total des coûts et un coût d'utilisation attractif.

Domaines d'application

- Convient au lavage manuel de la vaisselle. A utiliser avec une pompe manuelle pour une utilisation sûre et précise.
- Ne pas utiliser en machine.
- Faire tremper les ustensiles de cuisine à nettoyer et laver avec un chiffon, une brosse ou un tampon à récurer.

Manipulation, stockage et élimination

Vous trouverez toutes les informations sur les ingrédients dans la fiche de données de sécurité. Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour toute information concernant la manipulation, les conditions de stockage et l'élimination, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Unité de vente :


715425 - 2 x 2 L




pH



Méthodologie & Dosage



Doit être utilisé avec un matériel de dosage.




Dosage selon le mode d'application et le degré de salissure. Suivre les instructions ci-dessous.



0,5-1 ml/ 5l



1-1,5 ml/ 5l



Pour en savoir plus, consultez le site : www.green-care-academy.com