

SANET lavocid C

Nettoyant sanitaire concentré

Parfum agréable | Concentré | Acide citrique naturel



Information technique

Performances

- SANET lavocid C dissout rapidement les dépôts savonneux et calcaire.
- SANET lavocid C possède un très bon pouvoir émulsifiant sur les salissures huileuses et graisseuses. Ne laisse pas de traces.
- SANET lavocid C est à base d'acide citrique naturel et peut être appliqué de manière simple et rapide.
- Economique, SANET lavocid C permet de travailler à des dosages très faibles et est polyvalent.
- Dosage parfait avec le flacon doseur. Ré-emplissable grâce à son éco-recharge.

Domaines d'application

- Peut être utilisé sur toutes les surfaces résistantes aux acides dans les salles de bain et les sanitaires.
- Ne pas utiliser sur le marbre et les surfaces sensibles aux acides.

Manipulation, stockage et élimination

Vous trouverez toutes les informations sur les ingrédients dans la fiche de données de sécurité. Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour toute information concernant la manipulation, les conditions de stockage et l'élimination, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Unité de vente :

713278 - 4 x 2 l

713112 - 6 x 2 l

Certificats des systèmes de management de l'entreprise



pH



Méthodologie & Dosage



Dosage selon le mode d'application et le degré de salissure. Suivre les instructions ci-dessous.



2,5-5 ml/l

Entretien courant

Essuyer la surface mouillée avec un chiffon propre, puis rincer.



2,5-5 ml/l

Lavage manuel des sols

Nettoyer le sol avec une serpillière propre.



2,5-5 ml/l

Grandes surfaces

Peut être utilisé en autolaveuse.



concentré

Détartrage, salissures persistantes, nettoyage des toilettes

Utiliser pur. Laisser agir le produit quelques minutes. Rincer abondamment à l'eau claire.



2,5-5 ml/l



Mouiller les joints des carrelages avant l'utilisation en pur.