

ACTISENE PM



Détergent Désinfectant pour plonge & surfaces en milieu alimentaire

- Recommandé pour plonge et trempage
- Parfum citron
- Bactéricide et levuricide

Performances

- ACTISENE PM désinfecte et nettoie en une seule opération. Il est parfaitement adapté à la désinfection des sols, surfaces et des équipements.
- ACTISENE PM est non classé selon CLP à l'utilisation (concentration à 0.5%)
- Agréable à utiliser avec son léger parfum citron.
- Polyvalent, Il est particulièrement recommandé pour toutes opérations de plonge ou de trempage, notamment des instruments de découpe et autres petits matériels.
- Bactéricide et levuricide en conditions de saleté selon les normes EN 1276 et EN 1650, respectivement en 5 et 15min.

Domaines d'application

- ACTISENE PM est un produit dégraissant et désinfectant pour toutes les surfaces alimentaires.
- Particulièrement adapté aux secteurs de l'agro-alimentaire, et de l'industrie.
- Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13).

Utilisation et Dosage



Dosage selon le mode d'application et le degré de salissure. Suivre les instructions ci-dessous.

5 ml/L



Désinfection : Idéal pour les zones de transformation des aliments avec des exigences d'hygiène

5 ml/L



Utilisation

- Diluez le produit dans l'eau à 0.5% (50ml pour 10L). Augmentez la concentration en cas de salissures abondantes.

Nettoyage et désinfection de la plonge :

- Laisser tremper le temps nécessaire selon les normes de désinfection souhaitées
- Laver la vaisselle avec une éponge ou une brosse
- Rincer à l'eau claire

Nettoyage et désinfections des sols et surfaces :

- Appliquez le produit dilué à l'aide d'un balai, une lavette, ... (selon la surface à désinfecter)
- Etalez-le (environ 40 ml / m²), et respectez les temps d'action indiqués selon la concentration du produit.
- Mouillez complètement la surface à traiter. Vérifiez toujours que les surfaces soient entièrement mouillées.
- Laissez la solution agir en fonction des temps d'action.
- Rincez à l'eau claire.

Ingrédients:

6g LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, 5 - <15% agents de surface non ioniques, parfums, LIMONENE, LINALOOL.

Sites de production et développement durable :



5 ml/L



Désinfection de la plonge pour toutes opérations de plonge ou de trempage, instruments de découpe et autres petits matériels.

5 ml/L



Rincer la vaisselle à l'eau claire.

Précautions d'utilisation, de stockage et de conservation

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données sécurité disponible sur demande pour les professionnels, et accessible sur wmprof.com. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit..

Stockage: Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine. A protéger du gel.

Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux

Unité de vente

Ref. d'achat.: 1113194 2x5L

Le partenaire à votre service

pH :

