

LONGLIFE hospital

100%
recycled
plastics



green-Effective® Emulsión abrillantadora resistente a desinfectantes

- Rendimiento ecoeficiente con un diseño de producto ecoeficaz

Máximo poder de limpieza con total seguridad para el usuario y el entorno



- Desarrollado para cumplir el Ecolabel Austríaco
- No contiene ningún material tóxico o dañino
- Más eficaz que otros productos con una menor concentración de uso

Desarrollo y producción sostenibles



EMAS:

- Mejora continua del rendimiento medioambiental
- Informe anual de sostenibilidad
- Gestión de la energía y del agua
- Responsabilidad social



DIN ISO 14001:

- Mejora continua en la reducción de residuos y emisiones CO2 y en el ahorro de energía, agua y materiales



ISO 50001:

- Mejora continua de la gestión energética: rendimiento, eficiencia, seguridad, uso y consumo



A.I.S.E.-Charter:

- Fabricación segura y sostenible de productos de limpieza



DIN ISO 9001:

- Mejora continua de los procesos de gestión y de la satisfacción del cliente
- Sistema de gestión de la calidad en el desarrollo y la fabricación de productos

Uso intensivo de fuentes renovables y aumento sostenido de la tasa de reutilización



- Producción basada en el uso intensivo de materias primas renovables y energías 100% hidroeléctricas, solares y geotérmicas
- Gestión responsable del agua mediante sistemas propios de tratamiento de agua dulce y residual

Declaración de ingredientes

Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Calidad alemana para impulsar su negocio de forma sostenida



- Más de 30 años en el desarrollo pionero de productos sostenibles
- Soluciones de higiene inteligentes para una elevada rentabilidad
- Marca de confianza

Soporte in situ y formación para profesionales en soluciones de higiene sostenibles



- Transferencia de un amplio know how a través de asesores cualificados
- Planes de higiene y consejos de limpieza personalizados para optimizar sus procesos y su negocio
- Fomento de la excelencia de servicio y de la reputación de su empresa



LONGLIFE hospital



green-Effective® Emulsión abrillantadora resistente a desinfectantes

- A prueba de desinfectantes* ■ De larga duración ■ Fácil aplicación

Perfil de producto

- LONGLIFE hospital es una dispersión de cuidado que es resistente a los desinfectantes, así como a las marcas de pies, marcas de talones y otras tensiones.
- LONGLIFE hospital garantiza una resistencia óptima al alcohol ya los desinfectantes.
- La emulsión de pulido a prueba de desinfectantes ahorra tiempo y dinero y es adecuada para áreas con requisitos de higiene específicos.
- LONGLIFE hospital se recomienda siempre que se desee una excelente apariencia o durabilidad de la película de protección.
- Como aspecto de seguridad, LONGLIFE hospital es antideslizante debido a los potentes componentes de cuidado que contiene (según DIN51131), incluso bajo una fuerte frecuentación.
- LONGLIFE hospital es altamente resistente a las marcas de tacones y suelos. Reduce la acumulación de suciedad y permite una limpieza duradera.
- Con su apariencia uniforme, es rápido y simple en el procesamiento y muestra un flujo excelente. Además, el pulido a alta velocidad aumenta la durabilidad.
- Mediante el abandono total de ingredientes peligrosos como zinc, TBEP, perfume y agentes niveladores fluorados, LONGLIFE hospital asume la responsabilidad de las generaciones futuras.

Aplicación y dosificación



Dosificar según aplicación y grado de suciedad. Ver modo de uso abajo.



Preparación del suelo: hacer un decapado, eliminar todas las suciedades y la capas viejas de protección.



Tratamiento inicial: aplicar 2-3 capas finas y regulares. Dejar secar entre cada capa.



Grandes superficies: trabajar por zonas. Cobertura: 2L/100m².



Renovación: eliminar las rayas haciendo un método spray con una máquina de alta velocidad y un disco rojo.



Tras esperar el suficiente tiempo de secado (un día), pulir con el Método Ultra-High-Speed (>1000 U).

Aplicación

- LONGLIFE hospital es muy adecuado para el mantenimiento de suelos resistentes al agua, especialmente en instalaciones sanitarias, por ejemplo, hospitales, consultorios médicos, residencias de ancianos y de ancianos, centros de rehabilitación, etc.
- Cuando se aplica correctamente, LONGLIFE hospital crea una película protectora duradera con una resistencia óptima a los desinfectantes. En áreas de dispensadores de dosificación, nunca se puede evitar por completo el goteo de desinfectantes en el piso. Debido a la buena resistencia al alcohol, la película de cuidado permanece prácticamente sin cambios incluso después del secado de productos alcohólicos.
- No aplicar sobre madera sin sellar. Antes de usar el producto en revestimientos de elastómero, instale un área de prueba.

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente

Seguridad: Solo para uso profesional. Para más información ver Ficha de Datos de Seguridad.

Almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente en el envase original. Proteger de las heladas.

Medio ambiente: Solo entregue el recipiente completamente vacío al triturador de desechos especiales.

Unidades de venta

Nº Ref.. 716038 2 x 5 L

Su socio de confianza

Valor pH

