

TAWIP innomat



Puhdistusaine automaattipesureihin

- Erittäin tehokas ■ Antistaattinen ■ Luistamaton

Tuoteprofiili

- Automaattipesureissa käytettäväksi kehitetty TAWIP innomat poistaa pinttyneen lian, kuten öljyn ja rasvan ja sopii siksi erityisesti käytettäväksi elintarvikealoilla, kuten supermarketeissa.
- Tuote hajottaa ja hylkii likaa erinomaisesti ja sen käyttö on taloudellista. Ainetta kuluu käytössä vain vähän ja sen käyttö on nopeaa ja vaivatonta perusteellisesta puhdistuksesta tinkimättä.
- Hoitavat ainesosat suojaavat lattiaa kulumiselta, helpottavat puhdistusta, vaikuttavat antistaattisesti ja jättävät likaa hylkivän ja luistamattoman suojakalvon.
- Aine ei juurikaan vaahtoudu ja sen erityisen koostumuksen ansiosta TAWIP innomat sopii ihanteellisesti annosteltavaksi suoraan TANA TURBO-DOS -järjestelmään käyttöä keskeyttämättä.
- TAWIP innomat täyttää standardin DIN 18032-2 vaatimukset.

Käyttökohde

- TAWIP innomat sopii ihanteellisesti koneelliseen puhdistukseen kaikille vedenkestäville lattioille, jotka on valmistettu esimerkiksi PVC:stä, linoleumista, kumista tai kivistä samoin kuin käsitellyille, vahatuille ja öljytyille puulattioille.
- Lisäksi TAWIP innomat on täydellinen puhdistusaine lentokenttien kulkuväylien, metroasemien, kauppakeskusten, monitoimihallien, supermarkettien, ostoskeskusten, rautakauppojen tai liikuntasalien lattioiden puhdistukseen.

Koostumus

Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa



Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu

Turvallisuus: Vain ammattikäyttöön. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.

Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa. Ei kestä pakastamista.

Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Käyttö ja annostelu



Annostelu käyttötavan ja likaisuuden mukaan. Noudata alla olevia ohjeita.



5-30 mL/L

Lattioiden käsinpesu: moppaa lattia määrällä tai kostealla.



Suuret alueet: moppaa lattia määrällä tai kostealla.



Testattu standardin DIN18032 mukaan

Pakkauskoot

Tilausno. 712633 2 x 5 L

Luotettu kumppanisi kohteessa

pH-arvo

