

# TAWIP original



## Hoitava polymeeripohjainen lattianpesuaine

■ Hoito & puhdistus ■ Vähentää uudelleenlikaantumista ■ DIN 18032-2

### Tuoteprofiili

- Kustannuksia ja aikaa säästävä TAWIP original mahdollistaa samanaikaisen puhdistuksen ja hoidon ja jättää tilaan miellyttävän tuoksumen ja yhtenäisen ilmeen.
- TAWIP original jättää lattiaan silkisen kiiltävän suojakalvon ja suojaa lattiaa likaantumasta uudelleen taaten pitkäkestoisen puhtauden.
- TAWIP original takaa yhtenäisen ilmeen eikä saa aikaan epämieluisia hoitoainejäämiä tai pyyhkimisestä aiheutuvia raitoja.
- TAWIP originalin käyttö on turvallista ja yksinkertaista ja se takaa luistamattoman pinnan (DIN 18032-2:n mukaan).  
Tuotteen ansiosta pinnoittamattomien lattioiden pesu ei ole tarpeen.

### Käyttökohde

- TAWIP original sopii käytettäväksi kaikenlaisille linoleumista, PVC:stä, kumista, Flex-vinyylisbestilevyistä, luonnonkivestä, tekokivestä ja käsitellystä puusta valmistetuille lattioille.
- TAWIP originalia ei saa käyttää käsittelemättömille puulattioille tai kiillotetuille kivilattioille.

### Koostumus

Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

### Kestävää kehitystä ja tuotantoa



### Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu

**Turvallisuus:** Vain ammattikäyttöön. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.


**Varastointi:** Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa.

**Ympäristö:** Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

### Käyttö ja annostelu



Annostelu käyttötavan ja likaisuuden mukaan. Noudata alla olevia ohjeita.



100-200 mL/L  
**Ensihoito ja likaa irrottava vaikutus:** pyyhi päällystämätön lattia kostealla. Kiillota kuivauksen jälkeen.



5-10 mL/L  
**Lattioiden käsipesu:** moppaa lattia märällä tai kostealla.



2,5-5 mL/L  
**Suuret alueet:** moppaa lattia märällä tai kostealla.



150-300 mL/L  
**Suihkeena:** suihkuta ohuesti ja tasaisesti lattiaan, pese yksilaikkaisellakoneella.



Testattu standardin DIN18032 mukaan

### Pakkauskoot

Tilausno. 713341 10 x 1 L  
Tilausno. 404773 1 x 10 L

### Luotettu kumppanisi kohteessa

pH-arvo

